



平成 23 年 11 月 吉日

お客様各位

武藤化学株式会社

パラフィン原料の入荷先変更ご案内

拝啓

時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 日頃は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

さてこのたび弊社におきましてはパラフィン製品(商品名パラベット60等)の安定供給を目指し、原料を海外製品から国内製品に切り替えることといたしました。

現在、現行品の在庫は今年末まではございますが、ご希望によりましては早めに国産品を供給することも可能でございます。

なお国産品の品質・価格はこれまでお使いいただいていたものと同等ですが、サンプルパックまたはサンプルブロックのご提供も可能でございますので、弊社営業までご用命ください。

病理・細胞診に関する消耗品の総合供給会社として今後も品質・サービスの向上に努力してまいり所存ですので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

武藤化学株式会社

113-0033 東京都文京区本郷2-10-7

Tel:03-3814-5511 / Fax:03-3815-4832

Home Page: <http://www.mutokagaku.com>

添付資料

パラベット 60 原料比較

原料	融点 (M.P)	硬さ(針入度)		分子量 (MW)	色相 (セーボルト色)	外観 形状
		25℃	35℃			
国産品	59℃	13	32	44,000	+30	白色ペレット
海外品	59℃	13	31	42,000	+30	白色ペレット

※試験方法

融点：JIS K 2235-5.3.1

針入度：JIS K 2235-5.4

色相：JIS K 2580-4.2

外観：目視