

安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名：	クリオマウントⅠ、Ⅱ
会社名：	武藤化学株式会社
会社住所：	東京都文京区本郷2-10-7
担当部門：	学術部
電話番号：	03-3814-551
FAX番号：	03-3815-4832
使用上の制限：	検査研究用
作成日：	2018年8月29日

2. 危険有害性の要約

GHS分類：

物理化学的危険性：	該当しない
健康に対する有害性	
急性毒性－経口：	分類対象外
急性毒性－経皮：	区分外
急性毒性－吸入（気体）：	分類対象外
急性毒性－吸入（蒸気）：	分類対象外
急性毒性－吸入（粉塵／ミスト）：	分類対象外
皮膚腐食性／刺激性：	区分外
眼に対する重篤な損傷性／刺激性：	区分外
呼吸器感作性：	分類できない
皮膚感作性：	区分外
生殖細胞変異原性：	分類できない
発がん性：	分類できない
生殖毒性：	分類できない
特定標的臓器毒性（単回暴露）：	分類できない
特定標的臓器毒性（反復暴露）：	分類できない
吸引性呼吸器有害性：	分類できない
水生環境-急性有害性：	区分外
水生環境-慢性有害性：	分類外
絵表示またはシンボル：	該当なし

注意喚起語： 注意

危険有害性情報： 該当なし

安全対策：

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

環境への放出を避けること。

容器を密閉しておくこと。

換気の良い場所でのみ使用すること。

必要に応じて個人用保護具を使用すること。

取扱い後は、よく手を洗うこと。

使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

応急措置：

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。つぎにコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けこと。

直ちに医師に連絡すること。

暴露または暴露の懸念がある場合、医師の手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

漏出物を回収すること。

皮膚刺激が生じた場合、医師の手当てを受けること。

皮膚（または毛）にかかった場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。

皮膚を多量の水と石鹸で洗うこと。

吸入した場合：

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

飲込んだ場合：

直ちに医師に連絡すること。特別な措置が必要である。口をすすぐこと。

保管：

直射日光を避け、容器を密閉して冷暗所に保管すること。

容器を密閉にして、直射日光を避け、換気の良い涼しいところで保管すること。

廃棄：

内容物または容器を廃棄する場合は、都道府県の規則に従うこと。

3. 組成及び成分情報

単一/混合物： 混合

成分：

化学名又は一般名	PVA	PEG	アジ化ナトリウム	界面活性剤	水
濃度又は濃度範囲 I (低粘度)	8%	5%	0.05%	0.1%	86.85%
濃度又は濃度範囲 II (高粘度)	2.5%	1.25%	0.05%	0.025%	96.175%
分子式	[CH ₂ CH(OH)] _n	H(CH ₂ CH ₂ O) _n OH	NaN ₃		H ₂ O
CAS番号	9002-89-5	25322-68-3	26628-22-8		
官報公示整理番号（化審法）	(7)-129		(1)-482		
その他	防腐剤として使用アジ化ナトリウム含有				

4. 応急措置

吸入した場合：

直ちに医師による医療処置をうける。

微粒子やミストを吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静し、できれば酸素吸入を行う。

皮膚に付着した場合：

汚染された衣類、靴等を速やかに脱ぐか、取り去る。

触れた部分を大量の水を使用して十分に洗い落とす。

直ちに医師の診断を受ける。

医師の指示なく、油類その他の薬を薬傷部に塗ってはならない。

目に入った場合：

直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。

直ちに、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合：

患者に吐かせようと試みると、かえって侵されて薄くなった胃壁が破れることが

あるから絶対にしてはならない。

できるだけ多量の水を飲ませ、速やかに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火剤： 不燃性。周辺の火災に適切な消火剤を使用する。

特有の消火方法、

消火を行うものの保護： 移動可能な容器は、安全に行える限り火災場所から搬出する。
移動不可能な場合は、容器及び周囲を散水して冷却する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置： 極めて腐食性が強いので、作業の際には必ず適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。

環境に対する注意事項： 濃厚な排液が河川等に排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法／機材：

少量：漏洩した液は多量の水を用いて十分に希釈して洗い流す。

多量：漏洩した液は土砂等でその流れを止め、土砂等に吸着させるかまたは安全な場所に導いて多量の水をかけて洗い流す。必要があれば更に中和し、多量の水を用いて洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策： 換気の良い場所で取り扱う。

容器はその都度密栓する。

取り扱い後は手・顔等は良く洗う。

眼や皮膚を腐食するので保護眼鏡、ゴム手袋、ゴム長靴等の保護具を必ず着用する。

取扱場所の近くに緊急用の洗眼器や身体洗浄を行うための設備を設ける。

注意事項： 漏れ、溢れ、飛散等しないように慎重に取り扱う。

安全取扱い注意事項： 取り扱い時は、飲食及び喫煙をしない。

保管：

技術的対策：

適切な保管条件： 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。

熱、高温のものから離して保管すること。

－禁煙。

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策： 装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。

腐食性物質に、作業者が直接触れたり、暴露したりしないような配慮をすること
作業場所近くに、シャワー、手洗い及び洗眼の装置を取り付け、その位置を明確に表示する。

屋内作業の場合は、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられるような設備にする。

安衛法 管理濃度： 未設定

許容濃度（日本産業衛生学会）：アジ化ナトリウムとして

最大許容濃度 25 mg/m³ (2009)

許容濃度（ACGIH）： TWA 10ppm STEL 0.29ppm 0.11ppm (2009)

呼吸器の保護具： 適切な呼吸器を着用する。

手の保護具： 適切ゴム製の手袋を着用する。

目の保護具： 適切ゴーグル型を着用する。

皮膚及び身体の保護具： 適切ゴム製保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態： 液体

色： 無色

pH： データなし

引火点： 情報なし

自然発火温度（発火点）： 情報なし

蒸気圧： データなし

水に対する溶解性： 易溶

溶媒に対する溶解性： 情報なし

その他のデータ： 不燃性である。

10. 安定性及び反応性

安定性（危険有害反応可能性）： データなし

アジ化ナトリウムとして

融点以上に、特に急速に加熱すると爆発することがあり、火災や爆発の危険をもたらす。銅、鉛、銀、水銀、二硫化水素と反応し、特に衝撃に敏感な化合物を生成する。酸と反応し、有毒で爆発性のアジ化水素を生成する

危険有害な分解生成物： アジ化水素、一酸化炭素、二酸化炭素

11. 有害性情報

皮膚腐食性／刺激性： データなし

眼に対する重篤な損傷／刺激性： データなし

特定標的臓器毒性（単回暴露）： データなし

急性毒性： 経口 飲み込んでも有害性は低いので、区分外とした。

ラット LD50=28g/kg (PEG)

ラビット LD50 >20g/kg (PEG)

マウス LD50 >7500mg/kg (PEG)

皮膚腐食性・刺激性： 皮膚に付着しても刺激性は低いので、区分外とした。

眼に対する重篤な損傷・刺激性： 眼に入っても刺激性は低いので、区分外とした。

生殖細胞変異原性 : 知見なし
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）情報なし
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）情報なし

1 2. 環境影響情報

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、

地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

水生環境急性有害性 区分外とした

水生環境慢性有害性 区分外とした。

データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 残った製品（残余廃棄物）は、廃棄物の処理および清掃に関する法律、及び、都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
委託処理を行う場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者と契約すること。
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 非該当
国連分類 : 非該当
容器等級 : 非該当
陸上輸送 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
海上輸送 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
航空輸送 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。
安全対策及び条件 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。
その他 : 運搬に際しては、容器を転倒、落下、損傷がないように注意すること。

1 5. 適用法令

毒物及び劇物取締法 : 非該当
労働安全衛生法 : 非該当
化学物質管理促進法(PRTR法) : 非該当
船舶安全法 : 非該当
航空法 : 非該当
港則法 : 非該当

16. その他の情報

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。 また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。 重要な決定等に利用される場合には、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめることをお勧めします。 記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、記載事項は通常の手扱いを対象としたものですので、特殊な手扱いをする場合には新たな用途・用法に適した安全対策を実施した上、お取扱い願います。 当製品の譲渡時には本SDSを添付してください。