

レーザーカセットプリンター Sirius II

シリウス2



- サイズがさらにコンパクトに
- ラージサイズカセットに対応
- カセット収納量が増量
- 動作音がより静かに
- その他新機能多数追加

レーザーカセットプリンター
国内販売実績No.1※
を誇る「シリウス」が
「シリウス2」として
さらに進化を遂げました


※当社調べ

武藤化学株式会社

レーザーカセットプリンター シリウスⅡ

カセット印字と収納ホッパー


2系統のカセット排出経路と整列トレイ



カセット印字



テーピングカセット



カセット入り
ホッパー



整列トレイ

仕様

印字方式	レーザー方式
レーザータイプ	ファイバーレーザー
外形寸法 (WxDxH)	285x480x710mm
重量	約 3.5 Kg
電圧	100～240V
電力量	150W
カセット収納ホッパー数	8本
カセット収納数 (標準カセット)	50個 / 1 ホッパー当り
(スクエアカセット)	37個 / 1 ホッパー当り
(ラージカセット) オプション	30個 / 1 ホッパー当り
カセット排出方法	2系統 (整列トレイ・1 カセット取り出し口)
整列トレイ	2列
整列カセット数 (標準カセット)	60個 / 1 トレイ当り
(スクエアカセット)	40個 / 1 トレイ当り
(ラージカセット) オプション	36個 / 1 トレイ当り
印字スピード (1面印字)	約 6 秒 / 1個
(2面印字)	約 8 秒 / 1個
(3面印字)	約 10 秒 / 1個
印字種類	英数字、日本語対応
	1次元バーコード、2次元バーコード対応
PC との接続	USB
病理支援システムとの接続	LAN
データ形式	テキストまたはCSVファイル



武藤化学株式会社

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-10-7 TEL 03-3814-5511

大阪営業所

〒531-0076 大阪市北区大淀中3-5-25 TEL 06-6453-0007

札幌営業所

〒065-0041 札幌市東区本町1条1-7-29-201 TEL 080-4159 0357