

安全データシート

1. 化学品等及び会社情報

化学品等の名称	プレスコットプロディー2
会社名	武藤化学株式会社
住所	東京都文京区本郷2-10-7
電話番号	03-3814-5511
ファックス番号	03-3815-4832
電子メールアドレス	mutopop@mutokagaku.com
緊急連絡電話番号	03-3814-5511
推奨用途及び使用上の制限	検査・研究用

2. 危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	区分外
急性毒性(吸入・蒸気)	区分外
皮膚腐食性	区分2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分1
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分2(呼吸系、中枢神経系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2(肺)
環境に対する有害性	
水生環境有害性(急性)	区分3
水生環境有害性(長期間)	区分外

GHSラベル要素

絵表示

注意喚起語
危険有害性情報

危険
皮膚刺激・眼の損傷
吸入すると有害
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ 水中生物に有害

注意書き

安全対策	<p>熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。 容器を密閉しておくこと。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</p>
応急措置	<p>皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断／手当てを受けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断／手当てを受けること。 飲み込んだ場合は口をすすぐ、 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。</p>
保管	<p>換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。</p>
廃棄	<p>内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。</p>
他の危険有害性	<p>情報なし</p>

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

<p>化学名又は一般名 濃度又は濃度範囲 分子式(分子量) CAS番号 官報公示整理番号(化審法) 官報公示整理番号(安衛法) 分類に寄与する不純物及び安定化添加物</p>	<p>混合製品 過酸化水素水 3% H_2O_2 7722-84-1 (1)-419 既存 情報なし</p>	<p>酢酸 0.5% $C_2H_4O_2$ 64-19-7 (2)-688</p>	<p>酢酸ナトリウム 55% $C_2H_3NaO_2$ 127-09-3</p>
--	--	---	---

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪い時は医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。
 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。
 眼の刺激が続く場合:医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。
医師に連絡すること。

応急措置をする者の保護
医師に対する特別な注意事項

保護具(手袋、マスク等)を着用
保護具(手袋、マスク等)を着用

5. 火災時の措置

消火剤

この製品自体は燃焼しない

使ってはならない消火剤

二酸化炭素、泡消火剤

特有の危険有害性

加熱により容器が爆発するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。
容器が熱に晒されているときは、移さない。
安全に対処できるならば着火源を除去すること。

消火を行う者の保護

適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

全ての着火源を取り除く。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
密閉された場所に立入る前に換気する。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

回収・中和: 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。
封じ込め及び浄化方法・機材: 危険でなければ漏れを止める。
二次災害防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱い注意事項

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
皮膚と接触しないこと。
眼に入れないこと。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管 安全な保管条件

技術的対策: 消防法の規制に従う。
保管条件: 容器を密閉して冷暗所にて保存すること。
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。ー禁煙。

安全な容器包装材料

情報なし

8. ばく露防止及び保護措置
管理濃度

設定されていない

許容濃度 日本産衛学会

設定されていない

ACGIH

TWA 1ppm (過酸化水素水) 10ppm (酢酸)

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。

保護具 呼吸用保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。

眼の保護具

適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質
物理的状态

形状

液体

色

無色透明

臭い

刺激臭

臭いのしきい(閾)値

情報なし

pH

約5

融点・凝固点

データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし

引火点

データなし

蒸発速度(酢酸ブチル=1)

情報なし

燃焼性(固体、気体)

情報なし

燃焼又は爆発範囲

データなし

蒸気密度

データなし

比重(相対密度)

データなし

溶解度

水と混和

n-オクタノール／水分配係数

データなし

自然発火温度

データなし

分解温度

情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性

法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。

化学的安定性

法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。

危険有害反応可能性

金属を腐食する。

避けるべき条件

高温、直射日光、熱、など

混触危険物質

アンモニア、炭素、塩基類、金属類

危険有害な分解生成物

硫酸酸化物

11. 有害性情報

急性毒性 経口

ラットの4データ 36) から計算で得られたLD50=311mg/kg
に基づき、区分4とした

経皮

ラット LD50 4060mg/kg 36)
皮膚に接触すると有害のおそれ(区分5)

吸入:ガス・蒸気

本物質の飽和蒸気圧濃度は1980ppmであり、蒸気で行われ
たと考えられる試験 36) で得られた、ラット
LC50=1438ppmに基づき、区分3とした。

皮膚腐食性及び刺激性

ウサギに対して3分間、1時間または4時間の適用で、皮
膚の全層におよぶ壊死、あるいは腐食性との結論が記載
されている 26)、36) こと、およびEUでC; R35に分類されて
いることから、本物質は皮膚に対して腐食性を示すと考
えられる。しかし、細分類するには情報が不足しているた
め、区分1A-1Cとした。重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区
分1A)

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

本物質は皮膚腐食性物質である。動物でsevereな刺激性
を有し、corrosiveであるとの記載 25)、36) がある。以上の
情報に基づき、区分1とした。

生殖細胞変異原性

ヒト経世代疫学、経世代変異原性試験、生殖細胞in vivo
変異原性試験の結果が無く、マウスを用いる小核試験で
陰性の結果が記載 25)、36) され、生殖細胞 vivo遺伝毒
性試験で陽性結果がないことに基づき、区分外とした。

皮膚感作性

データなし

生殖細胞変異原性

データなし

発がん性

IARCで3 40)、ACGIHでA3 46) と分類されているされて
いるが、分類年の新しいIARCの方を採用して、技術指針
に従い区分外とした。

生殖毒性

in vitroの実験でヒト精子への影響が見られたとの記載
26) があり、動物試験において親動物の一般毒性に関す
る記述はないが、精子運動能への影響、雌の発情周期
への影響、出産母獣数の減少、および出生児の体重減
少が見られたとの記載 26) があることに基づき、区分2と
した。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

動物 36) およびヒト 46) において鼻、喉、気管への刺激
性が記載されている。動物ではいずれも区分1のガイダン
ス値の範囲内の用量で肺および気管のうっ血、肺水腫、
肺気腫、気管上皮の壊死の記載 25)、36) がある。これら
に基づき、区分1(呼吸器)とした。ヒトで頭痛、めまい、振
戦、けいれん、昏もう、失神、および脳梗塞の記載 36)、
46)があることに基づき、区分1(中枢神経系)とした。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

イヌにおける蒸気の吸入試験 36) で、区分1のガイダンス値範囲内の用量で肺に線維組織巣が散見され、無気肺領域と気腫領域の混在を認め、ヒトにおいても肺に刺激性を有するとの記載 26) があることから、区分1(肺)とした。ラット経口投与で区分2のガイダンス値範囲の用量で、白血球数、ヘマトクリット値に影響が見られ、溶血を認めた 36) ことに基づき、区分2(血液)とした。
長期又は反復ばく露による肺の障害(区分1)
長期又は反復ばく露による血液の障害のおそれ(区分2)。

吸引性呼吸器有害性

データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性 水生環境有害性(急性)

甲殻類(ミジンコ)の48時間EC50=2.4mg/L 36) から、区分2とした。水生生物に毒性

水生環境有害性(長期間)

水中で速やかに分解するため、区分外とした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

特別安全対策

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物 法57条(令第18条2) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) 過酸化水素、酢酸

消防法

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質管理促進法

非該当

16. その他の情報

参考文献

化学品安全管理データブック 化学工業日報社
製品評価技術基盤機構 GHS分類
化学物質評価研究機構 化学物質ハザードデータ集
化学物質規制・管理実務便覧 新日本法規

記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。危険・有毒性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅した訳ではありませんので取り扱いには十分注意して下さい。