

コンパクトスライドプリンター Regulus

レグルス

R2021-0610

ムノウ タロウ

染色法

組織名

ブロック番号

武藤化学株式会社



武藤化学株式会社

コンパクトサイズ

サイズは前機種「PPM-SX」の約1/2で、スケルトンカバーは上下開閉式で更に省スペース。


スケルトンカバー

稼動部の視認性が向上。

新機能

フロントローディング印刷

塗抹済み標本の印字が可能。



ガラスディスポの入替えが容易

スライドガラスは専用ディスポ、機器はオープン構造なので入替えが容易。



ご注意

PPM-NX/-SX用ディスポはご使用できません。

新形状のストッカー

連続印刷は上限30枚で、一枚印刷も可能。
印字は横・縦方向が可能。

シンプル設計

動作トラブルを抑制し安定した動作が可能で
容易なメンテナンス。

仕様

寸法 120×237×244mm (W×D×H)
重量 約7kg
電源 AC100～AC240V(50/60Hz)
消費電力 180VA以下
動作環境 温度10～35° 湿度35～85%
(結露なきこと) 気圧:常圧
印字方法 熱転写方式 (インクリボン)

熱転写リボン 幅30mm、長さ150m
印字速度 約14枚/分 (連続印字時)
印字密度 300dpi
文字種類 windowsフォント、ロゴ印刷可能 (専用PCソフト使用)
対応OS windows10、windows8.1 (32/64bit)
ホッパー部 ホッパー2個 (最大セット枚数100枚×2)
排出トレイ 30枚用ストッカー/1枚取りストッカー

 武藤化学株式会社

東京本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-10-7 tel.03-3814-5511
大阪営業所 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中3-5-25 tel.06-6453-0007