

細胞診固定液 100NP 95NP

固定用アルコール入り

この度、お客様の要望によりアルコール入り標本ケースの販売となりましたのでご案内申し上げます。使い勝手を実感して下さい。



- ※固定用に病理用エタノール 100NP 又は 95NP が充填済ですので、そのまま使用可能です。
- ※スライドは最大 5 枚まで入れることが可能です。
- ※仕切が入っていますのでガラス同士がくっつく事はありません。
- ※容器は透明な材質を使用しています。
- ※使い易いスクリューキャップ式になっています。

品番	商品名	包装	価格(税抜)
22591	細胞診固定液 100NP	30本/箱	18,000円
22592	細胞診固定液 95NP		
22590	細胞診空容器		13,500円

※箱サイズ: 24.5 × 30.5 × 11.5 (H) cm アルコール量 65ml

※法規制: 危・労



武藤化学株式会社

東 京: 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-10-7 TEL (03) 3814-5511 (代表)
大 阪: 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-25 TEL (06) 6453-0007 (代表)